

Le principe 5S au laboratoire

Comment un si?ge de laboratoire permet de travailler proprement et en toute s?curit?

L'ordre est essentiel, et tout particuli?rement dans les laboratoires. Pour organiser des ?tapes de travail efficacement et sans erreur, et pour garantir des r?sultats d'une qualit? irr?prochable, observons ce qui se fait en Asie et penchons-nous en particulier sur le principe 5S. Le concept jouit d?sormais d'une grande popularit? dans de nombreux laboratoires, sites de production et bureaux du monde entier. Il s'agit d'un principe d'organisation du poste de travail qui puise son origine au Japon, et plus exactement chez le constructeur automobile Toyota. Il a pour but d'accro?tre la productivit?, la qualit? et la s?curit? au travail. Le principe fondamental consiste ? imposer syst?matiquement et de fa?on coh?rente l'ordre et la propret? sur le lieu de travail, et ce jusque dans le moindre d?tail. Cela contribue ? am?liorer la vue d'ensemble et ainsi ? r?duire les temps de recherche des outils de travail, par exemple. Le principe 5S r?sume les aspects importants de l'organisation du poste de travail selon des instructions concr?tes :

Seiri :Triez tout ce dont vous n'avez pas besoin pour vos taches sur votre poste de travail.

Seiton :Posez tout ce dont vous avez r?ellement besoin sur un espace bien d?fini et choisi d'un point de vue ergonomique et identifiez-le clairement.

Seiso :Nettoyez r?guli?rement les postes de travail ? fond.

Seiketsu :Rangez en permanence afin de conserver un poste de travail propre. ?vitez que de nouveaux objets n'acc?dent de mani?re impr?vue au poste de travail.

Shitsuke: L'autodiscipline permet de maintenir l'ordre et la propret?. C'est pourquoi tous les objets doivent toujours ?tre rang?s ? une place bien d?finie. Dans ce cadre, un ?tiquetage clair est utile.

Le principe 5S apporte une v?rifiable valeur ajout?e au laboratoire

Et justement dans un laboratoire, la propret? et l'ordre ont la priorit? maximale. Les conditions particuli?res s'appliquant ici impliquent des exigences sup?rieures en termes d'am?nagement et d'organisation des espaces et postes de travail. Ainsi, un ?tiquetage des outils de travail joue un r?le important dans de nombreux cas. Pour une protection efficace contre les contaminations, il est souvent essentiel d'affecter ceux-ci clairement au domaine correspondant. Les si?ges de laboratoire, par exemple, ne doivent en aucun cas ?tre pouss?s entre des zones de travail impures et des zones pures car les impuret?s d?plac?es peuvent, dans certaines circonstances, influencer les r?sultats des examens et par cons?quent fausser les constats. Dans ce cas, la possibilit? de marquer un si?ge de laboratoire peut constituer un v?rifiable facteur de r?ussite.

Le si?ge de laboratoire Labsit de Bimos incarne le principe 5S

Quand il est question d'organisation structurée et de vue d'ensemble au travail, le siège de laboratoire Labsit de Bimos est tout à fait dans son élément. Il possède un marquage disponible en option dans la poignée se trouvant sur le dossier: le Labclip. Celui-ci permet d'y ajouter une inscription individuelle avec laquelle le siège de laboratoire peut être attribué de façon claire à des services et domaines d'application particuliers. Même le siège de travail Neon, dont le dossier rembourré Supertec peut également être imprimé, permet d'approfondir le principe 5S dans tout type de laboratoire par un marquage individuel.

[Êtes-vous intéressé par des solutions d'assise conformes au principe 5S pour le laboratoire ? Cliquez ici pour accéder aux chaises de laboratoire de Bimos.](#)